

# あけぼの

医療法人社団曙会 佐々木外科病院  
〒753-0076 山口県山口市泉都町9番13号  
TEL (083)923-8811 FAX (083)932-2477  
URL <http://sasaki-geka.jp/>

## 謹賀新年




皆様、よき新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

当院は、消化器疾患を中心とし、乳がん・整形外科領域の検査、治療、手術及び救急医療に専心しております。

今年は、MRI装置を従来の0.5テスラよりも精細な画像が得られる1.5テスラへの機種変更を予定（2月中旬完工、詳細は最終頁）しています。年頭からの工事期間中はご迷惑をおかけしますが、今後も皆様に安心してより良質な医療を受けていただけるよう、職員一同努力していく所存です。

どうぞ本年も健康に留意され良い年でありますよう心よりお祈り申し上げます。



医療法人社団曙会 理事長  
佐々木外科病院 院長 佐々木 明

## 部署紹介 vol.5

### 【部署名】

佐々木外科病院 看護部（看護補助）

### 【部署のPR】

看護補助は、2つの職種から成っています。

#### ・看護助手

看護助手は、直接患者様のお世話をすることはありませんが、ベッドメイキング、食事の配膳・下膳、入浴介助、病室の清掃等仕事は数えればきりがありません。患者様のために皆、日々働いています。

#### ・ナースエイド

「ナースエイドってなに？」とよく尋ねられますが、直接患者様と関わり、看護師を補助する仕事です。リハビリや検査等の送迎、入浴介助等幅広く行っています。患者様の助けになれるようにこれからも頑張ります。よろしくお願いします。

### 【患者様・利用者様へ一言】

- ・私たちナースエイド、看護助手は患者様が安心して快適な入院生活を送って頂くために、医療行為以外のことはできる限りお手伝いさせて頂きたいと思っております。何かございましたら、お気軽にお声をおかけください。

### 【新人の紹介】

- ・入社して半年が過ぎました。初めての仕事で戸惑う私に先輩方には親切に指導していただいております。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。（伊藤）
- ・まだまだ新米で怒られてばかりいますが、持ち前のパワーで頑張っています。皆様も応援して下さいね。（松本）



## 部署紹介 vol.6

### 【部署名】

湯田温泉訪問看護ステーション  
佐々木外科病院の併設のステーションです。

## 訪問看護 のご案内

### 【部署のPR】

#### 訪問看護とは？

主治医の指示に基づいて、看護師等がご自宅等で療養生活を送っている利用者様のお住まいを訪問し、看護等を行なうサービスです。

#### どんな人が利用できるの？

医療的処置だけでなく、病気や障害のために療養生活の支援が必要な方全般。医療保険・介護保険のどちらでも利用できます。介護予防（要支援）の方ももちろん利用できます。

#### 訪問看護のサービス内容は？

##### \* 健康管理

病状観察・異常の早期発見、療養生活の管理・指導、服薬管理・指導

##### \* 医療的処置

点滴注射、在宅酸素の管理・指導、創処置、褥瘡（床ずれ）の処置・予防、各種カテーテルの管理、人工肛門や胃瘻の管理

##### \* リハビリテーション

理学療法士・看護師によるリハビリ、脳活性リハビリ、屋外歩行

##### \* 日常生活の援助

入浴・食事・排泄等の援助


##### \* 介護相談・指導

##### \* ターミナルケア など

### 【みなさまへの一言】

おひとり暮らしで健康に不安のある方、ご家族の介護に不安のある方、訪問看護で「安心」をプラスしてみませんか？

24時間連絡・対応できる体制をとっております。



湯田温泉訪問看護ステーション TEL (083) 934-5031

住 所： 山口市泉都町9-7

（佐々木外科病院併設 老人保健施設ナーシングホーム湯田温泉1階）

営 業 日： 月曜日～金曜日、土曜日午前（土曜日午後・日曜日・祝祭日は休み）

営業時間： 8:30～17:30

## MRI機器の機種変更について

前号でご案内しましたとおり、MRI機器の機種変更工事を行なっております。工事期間中は、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

新導入機器名

SIEMENS社製 MAGNETOM ESSENZA 1.5T (山口県下初導入機器)



最小・最軽量のマグネットを採用し、超コンパクトな1.5テスラ(従来の機種は0.5テスラ)のMRI機器でありながら高度な画像診断を可能にしています。

1.5テスラの機種になることで、より精細な画像を得ることができるようになります。

スピーディな撮像と超軽量コイルによる快適性で、患者様の負担を軽減します。

お子様からご高齢の方まで、すべての人にやさしい検査が可能です。また、撮影時間が短いので、腹部検査の息止め時間が短縮され、腰や背中が痛くて体勢を安定させることの難しい方や静止しておくことが難しい方に対しても、非常に有効です。

ガントリの長さは、クラス最小の145cmとなっています。また、超軽量設計のTimコイルを採用しており、ガントリ内に内蔵されることにより、検査中の圧迫感が大幅に減少され、患者様の不安を和らげてくれます。



### 曙会理念

地域の皆様の保健・医療・福祉のために貢献し、皆様に信頼され、地域とともに発展する組織をめざします。

### 佐々木外科病院理念

1. 消化器疾患を中心に、がん・外傷・整形外科領域の外科系専門病院として地域医療に貢献します。
2. 患者様から信頼される良質な医療を提供します。
3. 患者様の「病気」だけにとらわれず、「人」としてふれあう「やさしい医療」を実践します。

### 佐々木外科病院基本方針

1. 急性期病院として、急病にはいつでも(365日・24時間)受診できる病院を実現します。
2. 良質な医療の提供のため、医療設備の充実を図るとともに、より高い知識と技能を修得します。
3. 職員は相互に協力してチーム医療を行い、患者サービスの向上に努めます。
4. 患者様に必要かつ最適な医療が受けられることを第一に考え、患者様を中心とした地域医療機関との連携を行います。